


Teste de Olho Dominante



Passo 01



O usuário deve segurar o teste de olho dominante com as **duas mãos**.

Passo 02



O técnico deve segurar um objeto (régua olho dominante expertise ou uma caneta) a **três passos de distância do usuário**.

Passo 03



O usuário deve olhar através do círculo com os **olhos abertos**, em seguida, fechar o olho direito e manter o esquerdo aberto e repetir o mesmo com o olho esquerdo. **O olho que ainda visualizar a imagem é o olho dominante.**